

# PUREHOLD GEL karta produktu

## Opis Produktu

Purehold GEL to żel antybakteryjny przeznaczony do uchwytów Purehold PRO

## Zastosowanie

Przeznaczony wyłącznie do uchwytów Purehold PRO

Przetestowany dermatologicznie.

Żel nadaje się zarówno do zastosowań domowych jak i specjalistycznych przemysłowych oraz szpitalnych (w tym do dezynfekcji przedoperacyjnej)

Wystarczy pociągnąć za uchwyt i rozetrzeć żel w dłoniach.

## Modele pojemników z żelem:

PH-GL-001 jeden pojemnik z żelem

PH-GL-009 pakiet 8 pojemników, po 850ml każdy, z żelem na bazie alkoholu.

## Specyfikacja

- Składniki aktywne: Etanol, Propanol 1, Izopropanol
- Zawartość alkoholu: 70%
- Środek w postaci: żelu
- Zapach: alkoholowy
- wskaźnik pH: 5.5

## Korzyści:

- Niezależne badania w zakresie skuteczności przeciwko bakteriom i wirusom.
- Przetestowano dermatologicznie, pH 5.5 jest odpowiednio zbalansowane dla naturalnego pH skóry.
- Zaprojektowane z myślą o przemyśle medycznym, spożywczym i przemysłowym.

## Testy mikrobiologiczne:

Żel Pure Hold Gel został przetestowany zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi, dzięki czemu został poddany najbardziej rygorystycznym i kompleksowym testom. Wybrane testy mikrobiologiczne obejmowały te organizmy, które zazwyczaj stanowią elementy największego ryzyka w środowisku medycznym, spożywczym i przemysłowym.

Bakteriobójcze według:

- BS EN1500
- BS EN12054
- BS EN13727

Wirusobójcze według:

- BS EN14476

Testowany dermatologicznie - udowodniono, że nie powoduje podrażnień

## Rekomendowana data przydatności:

36 miesięcy od daty produkcji

## Jak zamawiać:

Zadzwoń do nas +48 662 936 924

Napisz do nas: sales@mosfor.com

